

FICHE TECHNIQUE

Référence	955053
Désignation	Incubateur à agitation



Description :

- ✓ Conception compacte
- ✓ Écran tactile couleur LCD de 3,2 pouces
- ✓ Structure intégrée avec couvercle en acrylique
- ✓ Excellente uniformité de température
- ✓ Fonction d'arrêt automatique
- ✓ Vibrations douces et faible bruit de fonctionnement
- ✓ Température et vitesse d'agitation contrôlables par un programme en 4 étapes
- ✓ Température de consigne : 10°C à 60°C
- ✓ Peut-être réfrigéré jusqu'à -10°C

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions (Lxlxh) : 550 x 790 x 555 mm
- ✓ Poids : 78 kg
- ✓ Source de courant 110/220V, 50/60Hz, 700W (maximum 2kW)
- ✓ Vitesse de rotation de 30 à 300 tr/min
- ✓ Plage de température -12 °C ~ Température ambiante 60 °C

Unité de vente :

1 Incubateur à agitation