


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	958553C
<b>Désignation</b>	Erlenmeyer



### Description :

- ✓ En verre borosilicaté 3.3
- ✓ Col étroit
- ✓ Avec graduations
- ✓ Conformes à la norme ISO 1773
- ✓ Volume :2000 ml
- ✓ Diamètre col : 50 mm
- ✓ Diamètre corps : 166 mm
- ✓ Hauteur : 280 mm

### Unité de vente :

10 Erlenmeyers