

FICHE TECHNIQUE

Référence	958568
Désignation	Kit Machery-Nagel



Description :

- ✓ Kit Machery-Nagel pour la dureté de l'eau
- ✓ Tests colorimétrique et de titration permettant de déterminer avec une précision suffisante les valeurs limites les plus faibles
- ✓ La haute sensibilité et la précision sont accomplies par des réactifs simples qui peuvent être dosés avec précision et par la possibilité de compenser la turbidité et la couleur des échantillons d'eau
- ✓ 110 tests
- ✓ 1goutte = 1°d

Unité de vente :

1 Kit
