

Désignation

- Bandelette papier pH 6 x 85 mm - Gamme : 6 - 10

Référence

- 958677

Unité de vente : 100



Description

- Bandelette 6 x 85 mm : pas de contact possible entre l'échantillon et les doigts
- 4 zones indicatrices
- Les bandelettes pH-Fix avec indicateurs liés chimiquement à la fibre de cellulose sont la référence pour les tests de pH par bandelettes. Ce procédé chimique breveté empêche la migration de l'indicateur et donc la contamination de l'échantillon. pH-Fix 6.0–10.0 convient également pour l'évaluation automatique avec QUANTOFIX Relax.
- Certifié CE Non
- Stabilité (à partir de la production) : 4 An(s)
- Température de stockage 4–30 °C
- Contenu : 100 languettes test dans une boîte rectangulaire avec échelle de couleur
- Substances dangereuses Non

