

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	958753
<b>Désignation</b>	Bandelette pH 7 à 14 en 0,5 pH



### Description :

- ✓ Les bandelettes pH-Fix avec indicateurs liés chimiquement à la fibre de cellulose sont la référence pour les tests de pH par bandelettes. Ce procédé chimique breveté empêche la migration de l'indicateur et donc la contamination de l'échantillon. pH-Fix 7.0–14.0 convient également pour l'évaluation automatique avec QUANTOFIX Relax.
- ✓ Marque : pH-Fix
- ✓ Graduation pH - 7,0 • 7,5 • 8,0 • 8,5 • 9,0 • 9,5 • 10,0 • 10,5 • 11,0 • 11,5 • 12,0 • 12,5 • 13,0 • 13,5 • 14,0
- ✓ Evaluation sur réflectomètre : QUANTOFIX Relax
- ✓ Domaine de mesure instrumental : pH - 7,0-13,5
- ✓ Certifié CE : Non
- ✓ Stabilité (à partir de la production) : 4 ans
- ✓ Température de stockage : 4–30 °C
- ✓ Contenu : 100 languettes test dans une boîte rectangulaire avec échelle de couleur
- ✓ Substances dangereuses Non

### Unité de vente :

100 Bandelettes