

Désignation

- Bandelette Quantofix chlore sensitive 0 - 10 mg/l

Référence

- 958787

Unité de vente : 100



Description

- Bandelettes test semi-quantitatives pour la détermination du chlore. Idéal pour l'analyse rapide et facile du chlore directement sur place. Peut être utilisé avec le lecteur de bandelette QUANTOFIX Relax.
- Languettes test semi-quantitatives
- Paramètre : Chlore (total)
- Marque : QUANTOFIX
- Graduation : Chlore (total) - 0 • 0,1 • 0,5 • 1 • 3 • 10 mg/L Cl₂
- Changement de couleur : Chlore - jaune → violet
- Evaluation sur réflectomètre : QUANTOFIX Relax
- Domaine de mesure instrumental : Chlore (total) - 0.1–10 mg/L Cl₂
- Méthode : Chlore - Réaction d'oxydoréduction
- Réactif supplémentaire : Non
- Température de stockage : 4–30 °C
- Stabilité (à partir de la production) : 2.5 An(s)
- Contenu : 100 languettes test dans une boîte, instruction
- Substances dangereuses : Non

