

FICHE TECHNIQUE

Référence	958908
Désignation	Thermomètre TFX430 avec sonde TPX130



Description :

- ✓ Kit avec thermomètre de précision TFX430, sonde TPX130, prolongateur AX110, mallette en aluminium AG130
- ✓ Plage de mesure : -100°C à +500°C
- ✓ Précision : $\pm 0,05$ (de -50 à +199,99°C) $\pm 0,2$ °C (reste de la gamme)
- ✓ Résolution : 0,01°C (-100°C à +199,99°C) 0,1°C (reste de la gamme)
- ✓ Câble silicone
- ✓ Sonde amovible
- ✓ Température de fonctionnement : -20°C à +50°C
- ✓ Température de stockage : -30°C à +70°C
- ✓ Mode de mesure : 1 sec à 15 sec réglable
- ✓ Classe de protection : IP67
- ✓ Certificat étalonnage DAKKS
- ✓ Pile lithium 3V/1 Ah type CR2477
- ✓ Poids env. 90 g
- ✓ Longueur câble : 1 m
- ✓ Dimensions sonde (\varnothing x L) : 3 x 120 mm
- ✓ Dimensions boîtier : 109 x 54 x 22 mm

Unité de vente :

1 Thermomètre TFX430 avec sonde TPX130