

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Référence | 958968 |
| Désignation | Languettes pH, pH-Fix 1,7–3,8 |



Description :

- ✓ Les bandelettes pH-Fix avec indicateurs liés chimiquement à la fibre de cellulose sont la référence pour les tests de pH par bandelettes. Ce procédé chimique breveté empêche la migration de l'indicateur et donc la contamination de l'échantillon.
- ✓ Graduation : pH - 1,7 • 2,0 • 2,3 • 2,6 • 2,9 • 3,2 • 3,5 • 3,8
- ✓ Dans une boîte rectangulaire avec échelle de couleur

Unité de vente :

100 languettes test