

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	958990
<b>Désignation</b>	Flacon 30 ml



### Description :

- ✓ Flacon en verre sodocalcique
- ✓ Coloris : ambré
- ✓ Ouverture large
- ✓ Livré sans bouchon

### Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Filetage selon DIN 168

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 30 ml
- ✓ Filetage : GL32
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 36 x 68 mm

### Unité de vente :

126 Flacons

---