

FICHE TECHNIQUE

Référence	960021
Désignation	Congélateur armoire



Description :

- ✓ Congélateur armoire -30°C LF100
- ✓ Refroidissement ventilé et dégivrage automatique
- ✓ Clayettes réglables en hauteur
- ✓ Porte verrouillable par clé
- ✓ Rappel de porte automatique
- ✓ Alarmes visuelle et sonore (température, panne de courant)
- ✓ Alarme de température haute et basse réglable
- ✓ Intérieur inox et extérieur galvanisé blanc
- ✓ Volume : 94 L
- ✓ Affichage : Digital
- ✓ Dimensions extérieures : 790 x 610 x 659 mm
- ✓ Dimensions intérieures : 434 x 490 x 440 mm
- ✓ Livré avec clayettes plastifiées : 2
- ✓ Poids : 65 kg
- ✓ Consommation 24h(KWh) : 7,2
- ✓ Alimentation : 230V 50-60Hz

Clayettes inox ou tiroirs possibles : références 960023, 960024 et 960025 (en supplément)

Unité de vente :

1 Congélateur