

# Armoire de sécurité pour acides et bases - Sous-paillasse 2 portes coulissantes

## CONFORMITÉ

### Préconisations INRS

## AVANTAGES

- Fabrication Française
- Conforme aux recommandations de l'INRS
- Stockage de produits corrosifs

## MAS AUSSL

- Pièces vitrées pour mise à niveau
- Armoire compartimentée permettant la séparation des acides et des bases
- Bacs de rétention en polypropylène sur rails coulissants
- Conforme aux recommandations de l'INRS
- Construction en PVC cellulaire : résistance aux agressions des vapeurs et liquides corrosifs
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Spécialement conçue pour le stockage d'acides et de bases



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	APC61+	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	876 x 600 x 800
Conformité	Préconisations INRS	Ventilation	Orifices de ventilation haut et bas
Construction de l'armoire	PVC cellulaire	Diamètre de ventilation (mm)	100
Couleur des portes	blanche RAL 9010	Nombre de compartiments	2
Nombre de portes(s)	2	Bacs de rétention en PVC	4
Type de port(s)	coulissantes	Code fabricant	94037000
Fermeture de(s) port(s)	manuelle		

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf : CDF-ACORG)
- Caisson de filtration en PVC cellulaire avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf : CDF-P)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDF-V)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KIT)
- Caisson à recirculation d'air vertical - HF-X 15-211 (Réf : H40)

## OPTIONS

- Bac de rétention en polypropylène (Réf : EB42)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Étagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
APC61+	630 x 1135 x 576		72		0	20	60,00



**TRIONYX**  
138 avenue Henri BARBUISSE 92140 Clamart (France)  
Prestation de services pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUISSE 92140 Clamart (France)  
Tel : 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98  
www.trionyx.fr - trionyx@trionyx.fr