



ACCESSOIRES DE STERILISATION

BACS DE TREMPAGE AUTOCLAVABLES




CE

BACS DE TREMPAGE NON AUTOCLAVABLES



CE

PLATEAUX



CE

Fabriqué par :



et



Heathcote Way
Warwick CV34 6TE • UK

Melanchthonstraße 27
22525 Hamburg • Germany

Distribué par :

Laboratoire
phagogène[®]

Christeys France – Division santé Laboratoire Phagogène
9, rue Marcel Sembat 44100 Nantes - France
Tel : +33 (0)2 40 57 56 10 / Fax : +33 (0)2 40 57 56 39
www.phagogene.fr



ACCESSOIRES DE STERILISATION

BACS DE TREMPAGE AUTOCLAVABLES

- ✓ Bacs équipés pour la pré-désinfection et la désinfection par trempage de l'instrumentation médico-chirurgicale
- ✓ Bacs en polypropylène, autoclavables à 134 C pendant 18 minutes
- ✓ Bacs gradués à l'intérieur
- ✓ Equipés d'une poissonnière et d'un couvercle
- ✓ Bacs disponibles en : **3 litres couvercle avec fente – L 257 x l 180 x h 128 mm – Réf. 60276**
12 litres avec plateau – L 890 x l 200 x h 145 mm – Réf. 60275

BACS DE TREMPAGE NON AUTOCLAVABLES

- ✓ Accessoires pour la pré-désinfection et la désinfection par trempage de l'instrumentation médico-chirurgicale
- ✓ Bacs équipés d'une poissonnière et de poignées creuses pour une prise en main plus aisée
- ✓ Couvercle transparent facilitant l'utilisation
- ✓ Bacs gradués à l'intérieur
- ✓ Ces bacs sont disponibles en :

Conditionnement	Référence	Dimensions externes	Dimensions internes
Bac de 5 litres	P1077	L 550 x l 200 x h 120 mm	Longueur jusqu'au bord du compartiment : 456 mm Longueur entre les poignées : 393 mm Largeur : 153 mm Diagonale : 475 mm Niveau de remplissage maximal : 100 mm Marque « litre » la plus élevée : 65 mm
Bac de 10 litres	P1078	L 390 x l 290 x h 170 mm	Longueur jusqu'au bord du compartiment : 327 mm Longueur entre les poignées : 257 mm Largeur : 245 mm Diagonale : 390 mm Niveau de remplissage maximal : 140 mm Marque « litre » la plus élevée : 114 mm
Bac de 30 litres avec robinet	P1079	L 615 x l 400 x h 220 mm	Longueur jusqu'au bord du compartiment : 540 mm Longueur entre les poignées : 460 mm Largeur : 350 mm Diagonale : 630 mm Niveau de remplissage maximal : 190 mm Marque « litre » la plus élevée : 148 mm

PLATEAUX

- ✓ Plateaux de transport ou de stérilisation pour les dispositifs médicaux
- ✓ Plateaux en polypropylène, autoclavables à 134 C pendant 18 minutes
- ✓ Plateaux **fond plein** disponibles en :

IT 2715 – L 270 x l 150 x h 30 mm – Réf. 60281

IT 3025 – L 300 x l 250 x h 52 mm – Réf. 60283

IT 4030 – L 424 x l 305 x h 75 mm – Réf. 60282

- ✓ Plateaux **fond perforé** (assurent une détergence et une stérilisation parfaites) disponibles en :

MIT 2715 – L 270 x l 150 x h 30 mm – Réf. 60288

MIT 2817 – L 280 x l 170 x h 55 mm – Réf. 62826

MIT 3025 – L 300 x l 250 x h 52 mm – Réf. 60285

MIT 4030 – L 424 x l 305 x h 75 mm – Réf. 60286

DINT 2525 – L 255 x l 255 x h 50 mm – Réf. 62826

DINT 4825 – L 480 x l 255 x h 50 mm – Réf. 62825

Fabriqué par :



et



Heathcote Way
Warwick CV34 6TE • UK

Melanchthonstraße 27
22525 Hamburg • Germany

Distribué par :



Christeys France – Division santé Laboratoire Phagogène
9, rue Marcel Sembat 44100 Nantes - France
Tel : +33 (0)2 40 57 56 10 / Fax : +33 (0)2 40 57 56 39
www.phagogene.fr