

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	978354
<b>Désignation</b>	Pipettes d'aspiration



### Description :

- ✓ En polystyrène
- ✓ Emballage individuel

### Certificats :

- ✓ Stérile par irradiation gamma
- ✓ Conforme USP class VI
- ✓ Non pyrogénique

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 1 ml
- ✓ Longueur : 270 mm
- ✓ Diamètre intérieur pointe : 1,6 mm
- ✓ Diamètre extérieur pipette : 4,5 mm

### Unité de vente :

400 Pipettes