

## Désignation

- Pipette pasteur ps 230mm stérile emballage individuel

## Référence

- 978359

Unité de vente : 200



---

## Description

- Pipette Pasteur en polystyrène de 230 mm, emballée individuellement, stérile
- Offre la précision d'aspiration d'une pipette en verre et les avantages en matière de sécurité du plastique.
- La pointe fine est idéale pour une aspiration de précision
- Fini le verre brisé : plus durable que les pipettes en verre standard
- Aucun dommage pendant le transport et la manipulation par rapport aux pipettes en verre traditionnelles
- Conditionnement : 4 sacs de 50 pipettes emballées individuellement
- Stérile
- Apyrogène
- Matériau : Polystyrène
- Non gradué
- Sans RNase/DNase

