

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	978369
<b>Désignation</b>	Pipette Pasteur 152 mm

---

### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Non Stérile
- ✓ Autoclavable
- ✓ Non graduée
- ✓ Emballée en vrac, par lot de 100
- ✓ Plus sûres et moins cassantes que les pipettes en verre
- ✓ Bonne résistance chimique
- ✓ Dimensions : 152 mm

### Unité de vente :

500 Pipettes Pasteur 152 mm

---