

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	978372
<b>Désignation</b>	Pipette Pasteur 229 mm

---

### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Non stérile
- ✓ Autoclavable
- ✓ Non graduée
- ✓ Emballée en vrac par lot de 100
- ✓ Plus sûres et moins cassantes que les pipettes en verre
- ✓ Bonne résistance chimique
- ✓ Dimensions : 229 mm

### Unité de vente :

500 Pipettes Pasteur 229 mm

---