

## Désignation

- Réservoir à réactif multicavité 8 puits

## Référence

- 978373

Unité de vente : 25



---

## Description

- Réservoir de réactif à cavités multiples, 8 puits, fond creux
- Les réservoirs de réactifs sont conçus pour faciliter le transfert de liquide répétitif ou robotisé
- Le profil bas est idéal pour les embouts robotiques de petit volume
- Plusieurs puits permettent la distribution de divers réactifs
- Matériau principal : Polypropylène
- Couleur Naturel
- Volume maximal : 22 mL/puits
- Non stérile
- Apyrogène
- Sans RNase/DNase
- Autoclavable
- Conditionnement : 5/sac

