

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	978375
<b>Désignation</b>	Réservoir



### Description :

- ✓ Réservoir à réactifs
- ✓ En polypropylène offrant une surface low binding afin d'éviter l'adhésion des réactifs aux bords des parois
- ✓ Adaptés pour des transferts répétitifs de réactifs ou une utilisation en robotique
- ✓ Fond pyramidal facilitant la récupération du réactif
- ✓ Réservoir une cavité 96 canaux adaptés aux faibles volumes
- ✓ Stockage possible à -80 °C
- ✓ Autoclavables

### Unité de vente :

25 Réservoirs