

FICHE TECHNIQUE

Référence	978376
Désignation	Réservoir



Description :

- ✓ Réservoir à réactifs
- ✓ En polypropylène offrant une surface low binding afin d'éviter l'adhésion des réactifs aux bords des parois
- ✓ Adaptés pour des transferts répétitifs de réactifs ou une utilisation en robotique
- ✓ Fond pyramidal facilitant la récupération du réactif
- ✓ Réservoir une cavité 384 canaux adaptés aux faibles volumes
- ✓ Stockage possible à -80 °C
- ✓ Autoclavables

Unité de vente :

25 Réservoirs
