


FICHE TECHNIQUE

Référence	978470
Désignation	Filtre seringue



Description :

- ✓ En Polypropylène
- ✓ Les filtres sont moulés dans des boîtiers en polypropylène, offrant une étanchéité fiable sans utilisation d'adhésif
- ✓ Application universelle pour les analyses
- ✓ Stérile
- ✓ Entrée Luer-Lock femelle et sortie Luer-Slip Mâle
- ✓ Code couleur par type de membrane pour une identification facile
- ✓ Matière du filtre : Nylon
- ✓ Filtration chimique
- ✓ Filtration de liquide
- ✓ Porosité : 0.22 µm
- ✓ Diamètre : 13 mm

Unité de vente :

75 Filtres
