

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	978519
<b>Désignation</b>	Tube 50 ml stérile - bouchon rouge



### Description :

- ✓ Tubes étanches en polypropylène
- ✓ Assortiment de 5 coloris différents (rouge, orange, vert, jaune et bleu)
- ✓ Bouchons dépolis pour faciliter le marquage au marqueur
- ✓ Température minimale : -45 °C
- ✓ Stériles
- ✓ Sans pyrogènes
- ✓ DNase RNase free

### Unité de vente :

500 Tubes