

FICHE TECHNIQUE

Référence	982856
Désignation	Microtubes Treff



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Surface ultra-lisse
- ✓ Capuchon à centre fin, facilement perçable
- ✓ Capuchons totalement étanches, verrouillage double prévenant l'ouverture du capuchon lors de l'incubation
- ✓ Avec zones de marquage et graduations
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 30 000 g
- ✓ Utilisables de -190 à 121 °C
- ✓ Production en salle blanche ISO classe 8
- ✓ Volume : 1,5 ml
- ✓ Coloris : clair

Unité de vente :

1000 Microtubes
