

FICHE TECHNIQUE

Référence	985188
Désignation	Micropipettes Stepper 411



Description :

- ✓ Seringues Ecostep en vrac
- ✓ Non stériles
- ✓ Plage des volumes de 10 µl à 5 ml
- ✓ 53 volumes d'échantillons différents
- ✓ Distribution facile sans fatigue du pouce
- ✓ Boutons de réglage indiquant le nombre de doses et le volume
- ✓ Trois seringues Ecostep pour couvrir la plage de 10 µl à 5 ml
- ✓ Design compact et ergonomique
- ✓ Mécanisme auto-bloquant
- ✓ Pratiquement sans entretien
- ✓ Numérotation de chaque instrument livré avec un certificat de contrôle
- ✓ Volume : 37.5 ml
- ✓ Couleur du bouton : rouge
- ✓ Justesse : 500 µl : < $\pm 0,5$ % / 5000 µl : < $\pm 0,5$ %
- ✓ Précision : 500 µl : < 0,8 % / 5000 µl : < 0,5 %

Unité de vente :

100 Micropipettes
