

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	985189
<b>Désignation</b>	Seringue Ecostep



### Description :

- ✓ Stérile
- ✓ Volume : 37,5 ml
- ✓ Précision : (CV %) : 500 µl : < 0,8% / 5000 µl : < 0,5 %
- ✓ Couleur : Rouge
- ✓ RNase / DNase free
- ✓ Spécificité : Justesse (err. Rel. %) : 500 µl < ± 0,5 % / 5000 µl : < ± 0,5 %
- ✓ Design compact et ergonomique
- ✓ Mécanisme auto-bloquant
- ✓ Pratiquement sans entretien
- ✓ Numérotation de chaque instrument livré avec un certificat de contrôle
- ✓ Distribution facile sans fatigue du pouce
- ✓ Boutons de réglage indiquant le nombre de doses et le volume

### Unité de vente :

Boite de 50 seringues