

Désignation

- Pointe universelle 1000 μ L avec filtre pointe effilée stérile rack

Référence

- 985238

Unité de vente : 576



Description

- Pointes à filtre 1000 μ L Qualitix®
- Protection efficace contre les aérosols. Inclut un filtre HDPE hydrophobe avec une taille de pores de 10 μ m, pour bloquer tout contaminant.
- Certifié de très haut niveau de pureté.
- Conditionnement : racks stériles.
- Les portoirs à pointes vides peuvent être recyclés pour être utilisés avec le système de remplissage de portoirs tipfill.

