

FICHE TECHNIQUE

Référence	991017
Désignation	Tube 15 ml



Description :

- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fond : rond
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage : pastille d'inscription sur le bouchon
- ✓ Bouchon : bouchon vissant jaune en polyéthylène parfaitement étanche
- ✓ Stérile : oui
- ✓ Tube à centrifuger

Certificats :

- ✓ Ø

Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : oui - graduations imprimées par incrément de 0,5 ml
- ✓ Températures d'utilisation : de -190°C à +110°C
- ✓ Autoclavable : non
- ✓ Centrifugeable : jusqu'à 15 500 g
- ✓ Volume : 15 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 17 x 120 mm

Unité de vente : 800 Tubes
