

Désignation

- Pipette 1 trait à bulbe classe B 5ml

Référence

- 991562

Unité de vente : 5



Description

- Pipette jaugée classe B - pointe robuste - marquage indélébile
- Capacité : 5 ml
- Longueur : 400 mm
- Tolérance : ± 0.030
- Code couleur : 1 trait blanc
- Conforme aux normes ISO 648 et DIN 12690
- Fabriqué en verre sodocalcique avec des jets usinés pour réduire la casse
- Calibré pour la distribution
- Marquages en coloration ambrée permanents qui sont diffusés dans la surface du verre pour une résistance chimique accrue

