

Désignation

- Eprouvette à bec, graduée blanc pied hexagonal A
H mark 250 ml

Référence

- 991626

Unité de vente : 2



Description

- Éprouvette graduée Pyrex®, classe A, 250 ml
- Conforme à la norme ISO 4788
- Fabriqué en verre borosilicaté 3.3
- Calibré selon les tolérances de classe A
- Graduations en émail blanc
- Inscrit avec le numéro de série
- Les certificats de lots peuvent être téléchargés en ligne.
- Conformés aux exigences de la norme ISO 4788, ces éprouvettes graduées Pyrex® Classe A sont imprimées avec un numéro de lot et le certificat de lot correspondant peut être téléchargé sur notre site internet.
- Tolérance : $\pm 1,00$ mL
- Capacité : 250 mL
- Diamètre : 38,9 mm
- Hauteur : 335 mm
- Intervalles des graduations 2 ml
- Quantité 2

