

Désignation

- Fiole à filtrer connecteur détachable à vis 2000 ml

Référence

- 991644

Unité de vente : 1

Description

- Flacon PYREX®, Büchner, filtre, avec bras latéral de connecteur PTFE
- Conforme aux normes ISO 6556 et DIN 12476
- Fioles filtrantes à paroi épaisse pour applications de filtration sous vide
- Le bras latéral est doté d'un connecteur fileté en PTFE pour un montage facile et sûr d'un tube à vide d'alésage de 9 mm
- Avec col usiné pour accepter un bouchon en caoutchouc percé
- Capacité : 2000 mL
- ID du col : 60 mm
- Corps OD : 166 mm
- Hauteur : 260 mm

