

### Désignation

- Filtre seringue Whatman™ UNIFLO en H-PTFE non stérile Ø 30 mm (avec préfiltre) - Seuil 0,22 µm

### Référence

- 9931-3002



Unité de vente : 100

---

### Description

- Whatman™ Uniflo™ non stérile 30 mm 0,2 H-PTFE avec préfiltre GF
- Diamètre : 30 mm
- Taille des pores : 0.2 µm
- Media de filtration : H-PTFE
- Pour clarifier solutions aqueuses et mélanges organiques.
- Conçus pour filtrer jusqu'à 100 ml
- Corps en polypropylène
- Connexion entrée femelle Luer Lock / sortie mâle Luer
- Impression sur le corps du filtre pour une identification facilitée
- Volume mort après purge avec de l'air 50 µl (membrane 13 mm) et 100 µl (membrane 25 mm)
- Membranes et applications :  
H-PTFE : PTFE hydrophile, solvants organiques, échantillons acqueux, HPLC, faible absorption protéique

