

### Désignation

- Filtre seringue Uniflo 30mm 0.2 $\mu$ m H-PTFE avec préfiltre Whatman

### Référence

- 9932-3002



Unité de vente : 500

---

### Description

- Whatman™ Filtres pour seringues H-PTFE non stériles Uniflo™
- Unités à membrane H-PTFE jetables et non stériles conçues pour fournir un filtrat propre à partir de petits volumes allant jusqu'à 100 ml.
- Impression gravée au laser sur le filtre pour une identification facile
- Emballage peu encombrant
- Diamètre 30mm
- Taille des pores 0,2  $\mu$ m
- Médias de filtration : Fluorure de polyvinylidène (PVDF)

