

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	995576
<b>Désignation</b>	Etalon / standard

---

### Description :

- ✓ Etalon Claritas PPT multiéléments (Aluminium 100µg/ml / Barium 100µg/ml / Bore 100µg/ml / Potassium 1000µg/ml / Silicium 50 µg/ml / Argent 100 µg/ml / Sodium 100 µg/ml) pour ICP-MS dans 5% acide nitrique / trace fluor
- ✓ Etalon multiéléments Claritas PPT® pour ICP-MS
- ✓ Conçus spécifiquement pour la nouvelle génération ICP et ICP-MS
- ✓ Etalon stable et commode d'utilisation
- ✓ Conçues pour être utilisées avec les méthodes de l'US EPA
- ✓ Ces solutions sont fabriquées avec les matériaux les plus purs
- ✓ Les matériaux de référence certifiés (CRM) sont fabriqués selon un système de qualité conforme aux exigences des normes ISO 9001, ISO/IEC 17025 et ISO 17034
- ✓ Conçus pour les contrôles de vérification de la concentration
- ✓ Forme : liquide
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Concentration : 1000 µg/ml

### Unité de vente :

Flacon de 125 ml

---