

FICHE TECHNIQUE

Référence	995578
Désignation	Etalon / standard

Description :

- ✓ Etalon Claritas PPT multiéléments (Antimoine / Or / Hafnium / Iridium / Palladium / Platine / Rhodium / Ruthenium / Tellurium / Etain) 10µg/ml pour ICP-MS dans 10% acide chlorhydrique et 1% acide nitrique
- ✓ Etalon multiéléments Claritas PPT® pour ICP-MS
- ✓ Conçus spécifiquement pour la nouvelle génération ICP et ICP-MS
- ✓ Etalon stable et commode d'utilisation
- ✓ Conçues pour être utilisées avec les méthodes de l'US EPA
- ✓ Ces solutions sont fabriquées avec les matériaux les plus purs
- ✓ Les matériaux de référence certifiés (CRM) sont fabriqués selon un système de qualité conforme aux exigences des normes ISO 9001, ISO/IEC 17025 et ISO 17034
- ✓ Conçus pour les contrôles de vérification de la concentration
- ✓ Forme : liquide
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Concentration : 10 µg/ml

Unité de vente :

Flacon de 125 ml
