

FICHE TECHNIQUE

Référence	995581
Désignation	Etalon / standard

Description :

- ✓ Etalon Claritas PPT multiéléments (Cerium /Dysprosium / Erbium / Europium / Gadolinium / Holium / Lutetium / Neodymium / Praseodymium / Samarium / Scandium / Terbium / Thorium / Thulium / Ytterbium / Yttrium) 10µg/ml pour ICP-MS dans 5% acide nitrique
- ✓ Etalon multiéléments Claritas PPT® pour ICP-MS
- ✓ Conçus spécifiquement pour la nouvelle génération ICP et ICP-MS
- ✓ Etalon stable et commode d'utilisation
- ✓ Conçus pour être utilisées avec les méthodes de l'US EPA
- ✓ Ces solutions sont fabriquées avec les matériaux les plus purs
- ✓ Les matériaux de référence certifiés (CRM) sont fabriqués selon un système de qualité conforme aux exigences des normes ISO 9001, ISO/IEC 17025 et ISO 17034
- ✓ Conçus pour les contrôles de vérification de la concentration
- ✓ Forme : liquide
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Concentration : 10 µg/ml

Unité de vente :

Flacon de 125 ml
