



STANDARD Série 165 BJ

Elle a fous, elle fait tout!

SWISS DESIGN 



- Plateau de grande dimensions
- Grand afficheur LCD rétro éclairé
- Horloge avec date et heure réelle
- Signal sonore pour utilisation optimale
- Grand choix de les fonctions intégrées
 - Conversion d'unité
 - Comptage de pièces
 - Pourcentage
 - Total net
 - Pesée d'animaux
 - Statistiques
 - Totalisation
 - Mesure de densité
- Sortie de données RS232
- Utilisation simple avec clavier 5 touches
- Fonctionne à pile
- Grand choix modèles de 100g / 1 mg à 12100 g / 1 g



Cage "Easy-access" pour les balances BJ

Qualité série 165 BJ

La BJ165 est utilisable au laboratoire ou en l'extérieur. Les 2 ans de garantie et le rapport qualité-prix très attrayant ne sont que quelques des atouts qui caractérisent ce produit.

Simplicité d'utilisation

La balance BJ160 est très conviviale! 5 touches suffisent pour accéder à toutes les commandes. Un guidage clair de l'utilisateur à travers les menus sur l'afficheur facilite les réglages et permet de changer le mode de fonctionnement et d'effectuer les procédures de pesage sans difficulté.

Precisa

■ The Balance of Quality ■



Afficheur LCD contrasté, rétro éclairé

Afficheur

L'affichage à cristaux liquides est un affichage multifonctions qui procure une indication claire.

Intelligent Calibration Mode (ICM)

Le ICM reconnaît automatiquement le poids étalon déposé sur la balance. Le protocole s'effectue selon la norme ISO avec un certificat de calibrage édité sur l'imprimante connectée.

Applications supplémentaires et Caractéristiques

Modèle	Capacité	Précision	Répétabilité	Linéarité	Plateau
BJ 100M	102 g	1 mg	1 mg	2 mg	Ø 100 / 3,9
BJ 410C	410 g	0,01 g	0,01 g	0,02 g	135 x 135
BJ 610C	610 g	0,01 g	0,01 g	0,02 g	135 x 135
BJ 1000C	1 020 g	0,01 g	0,01 g	0,02 g	135 x 135
BJ 1200C	1 200 g	0,01 g	0,01 g	0,02 g	135 x 135
BJ 2200C	2 200 g	0,01 g	0,01 g	0,02 g	135 x 135
BJ 2100D	2 100 g	0,1 g	0,1 g	0,2 g	170 x 140
BJ 4100D	4 100 g	0,1 g	0,1 g	0,2 g	170 x 140
BJ 6100D	6 100 g	0,1 g	0,1 g	0,2 g	170 x 140
BJ 8100D	8 100 g	0,1 g	0,1 g	0,2 g	170 x 140
BJ 6100G	6 100 g	1 g	1 g	2 g	170 x 140
BJ 12100G	12 100 g	1 g	1 g	2 g	170 x 140

Applications supplémentaires et Caractéristiques

Plusieurs accessoires spécifiques et options sur demande

Accessoires

	165 BJ
Crochet pour pesée sous la balance	350-8561
Câble de liaison pour comptage double	350-8534
Housse de protection pour balance complète avec anneau de rétention (first time installation)	350-8565
Housse de protection pour balance complète, set avec 20 pièces	350-8598
Mesure de densité	350-8632

Caractéristiques et applications



Design Suisse



Afficheur LCD



Dispositif antivol



Conversion d'unité
g, mg, ct, ozt, lb, tael, bath



Calibrage extern



Horloge avec date et heure
(Ausdruck nach GLP/GMP,
Auto-Kalibrierung, etc.)



Pesée en pourcentage



Statistiques



Interface RS232
pour imprimante et PC



Pesée sous socle



Comptage de pièces



Support IQ/OQ/PQ



Pesée d'animaux



Totalisation



Mesure de densité
(optionnelle)

Precisa

■ The Balance of Quality ■

Precisa Gravimetrics AG
Moosmattstrasse 32
CH-8953 Dietikon

Tel. 0041 (0)44 744 28 28
Fax 0041 (0)44 744 28 38

www.precisa.com
info@precisa.ch

