

Désignation

- Solution tampon pH4 (20 grad c) certipur

Référence

- 999027



Unité de vente : 500 ml

Description

- Solution tampon : (acide citrique/hydroxyde de sodium/chlorure d'hydrogène)
- Couleur : rouge
- Traçable au SRM du NIST et du PTB pH 4,00 (25 °C), Certipur®
- Qualité : certified reference material
- Niveau de qualité 300
- Gamme de produits Certipur®
- pH : 4.0 (25 °C in H₂O)
- Densité : g/cm³ at 20 °C
- Application(s) : environnement, alimentation et boissons, analyse générale, contrôle qualité industriel, pharmaceutique
- Format mixture
- Température de stockage : 15-25°C

