


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	999070
<b>Désignation</b>	Pointe à découpe de gel 4 x 1 mm



### Description :

- ✓ Permet l'excision rapide et précise de spots et bandes d'un gel
  - ✓ S'adapte aux micropipettes standards de 1000 $\mu$ L
  - ✓ Evite la contamination croisée
  - ✓ Autoclavable
  - ✓ Exempts de DNase et de RNase
  - ✓ En sachets de 250 unités
- 
- ✓ Dimensions : 4 x 1 mm

**Unité de vente :**  
250

---