


FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Référence | 999070 |
| Désignation | Pointe à découpe de gel 6,5 x 1 mm |



Description :

- ✓ Permet l'excision rapide et précise de spots et bandes d'un gel
 - ✓ S'adapte aux micropipettes standards de 1000µL
 - ✓ Evite la contamination croisée
 - ✓ Autoclavable
 - ✓ Exempts de DNase et de RNase
 - ✓ En sachets de 250 unités
-
- ✓ Dimensions : 6,5 x 1 mm

Unité de vente :
250
