

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	999541
<b>Désignation</b>	Tube 5 ml



### Description :

- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fond : conique
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage : oui
- ✓ Bouchon : bouchon à vis de couleur grise
- ✓ Conditionné en 2 sachets de 100 tubes

### Certificats :

- ✓ Stérile : non
- ✓ Autoclavable : non
- ✓ Eppendorf Quality
- ✓ Sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : oui incrément de 0,5 ml
- ✓ Températures d'utilisation : de -86°C à +100°C
- ✓ Centrifugeable : jusqu'à 25 000 g
- ✓ Volume : 5 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 15,5 x 66,1 mm

**Unité de vente :** 200 Tubes