

FICHE TECHNIQUE

Référence	999543
Désignation	Tubes



Description :

- ✓ Avec bouchon à vis
- ✓ En polypropylène de haute qualité
- ✓ Coniques
- ✓ Résistance élevée à la centrifugation
- ✓ Stérile
- ✓ Exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN
- ✓ RCF max. : 25000 x g
- ✓ Stabilité de centrifugation : 25000 x g
- ✓ Température opérationnelle : -86°C – 100°C
- ✓ Volume : 5 ml
- ✓ Diamètre : 17 mm
- ✓ Couleur : incolore

Unité de vente :

200 Tubes
