

FICHE TECHNIQUE

Référence	999576
Désignation	Agitateur Mixmate



Description :

- ✓ Agitateur Mixmate Eppendorf – appareil de base sans portoir
- ✓ Pour échantillons de 5 µl à 2 ml en tubes PCR, microtubes et plaques format SBS
- ✓ Technologie 2DMix-Control pour un mouvement d'agitation orbital parfaitement plan, sans risque d'éclaboussures et de contamination croisée
- ✓ Touches de paramètre d'agitation préprogrammés en fonction du format
- ✓ Compact et très silencieux
- ✓ Garantie : 2 ans

Caractéristiques techniques :

- ✓ Fréquence d'agitation : 300 – 3 000 rpm / fréquence touche vortex : 3 500 tr/min
- ✓ Orbite d'agitation : 3 mm / rayon d'agitation 1,5 mm
- ✓ Minuterie : 15 s – 99h30 en continu
- ✓ Niveau sonore : < 50 dB (A)
- ✓ Alimentation : 230V 50-60 Hz / Conso électrique max. : 40W
- ✓ Dimensions (l x P x h) : 17 x 23 x 13 cm
- ✓ Poids sans accessoires : 4,2 kg

Unité de vente :

1 Agitateur Mixmate