


FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Référence | 999583 |
| Désignation | Plaque twin.tec PCR 384 puits |



Description :

- ✓ Cadre en polycarbonate exceptionnellement solide et résistant aux torsions
- ✓ Avec jupe
- ✓ Idéales également pour la PCR quantitative en temps réel
- ✓ Bords des puits surélevés pour un scellage efficace, réduit également le risque de contamination croisée
- ✓ Taux de récupération maximum pour de meilleurs résultats d'analyse
- ✓ Incolore

Certificats :

- ✓ Testé par lot et certifié sans ADN, ADNase, ARNase et inhibiteurs de PCR (PCR clean)
- ✓ LoBind

Caractéristiques techniques :

- ✓ 384 puits - 45 µl

Unité de vente : 25 Plaques twin.tec PCR