

Désignation

- Thermomètre jumbo pour réfrigérateur et congélateur

Référence

- 999691

Unité de vente : 1



Description

- Thermomètre Traceable® Jumbo pour réfrigérateur - Sonde PTFE nue
- Thermomètre modulaire
- Facile à positionner sur toute surface plane ou à fixer
- Triple affichage : Min / Max et la température
- Alarme programmable par pas de 1 °C
- 3 types de sondes : nue, dans flacon glycol, dans flacon vaccin
- Livrés avec certificat Traceable®
- Dimensions : Câble 3 m
- Température : -50 à +70 °C
- Précision : ± 1 °C
- Résolution : 0,1 °C

