

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--------|
| Référence | 999739 |
| Désignation | Pots |



Description :

- ✓ Pots de prélèvement
- ✓ En polypropylène
- ✓ Anse amovible
- ✓ Stériles par ionisation
- ✓ Volume : 125 ml
- ✓ Dimensions h x Ø : 275 x 52 mm
- ✓ Avec bouchon à vis
- ✓ Bouchon en PP
- ✓ Coloris bouchon : bleu

Unité de vente :

100 Pots
