

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :

999841

**Kit de Démarrage ClearLine®
Cryogénie**



Composition:

- ✓ 50 cryotubes 2 ml à capuchon à vis interne
- ✓ 50 cryotubes 2 ml à capuchon à vis externe
- ✓ 1 tige de récupération pour cryotubes
- ✓ 1 boîte blanche en carton avec surface de marquage pour 81 cryotubes
- ✓ Pack rainbow 24 rubans adhésifs 12 m x 13 mm panachés

Unité de vente :

1