

FICHE TECHNIQUE

Référence	999882
Désignation	Thermomètre traceable alarme avec chronomètre et sonde



Description :

- ✓ Thermomètre/ minuterie dotée d'alarmes sonores pour mesurer les températures de l'air/gaz, des liquides ou des semi-solides
- ✓ Sonde incurvée en acier inoxydable détachable
- ✓ Visualisation facile
- ✓ 2 alarmes distinctes signalent l'heure et la température

Caractéristiques techniques :

- ✓ Livré avec 1 sonde et 1 pile AAA
- ✓ Garantie : 1 an
- ✓ Températures : 0°C à +200°C
- ✓ Précision : $\pm 2^{\circ}\text{C}$

Unité de vente :

1 Thermomètre traceable alarme avec chronomètre et sonde