

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	999894
<b>Désignation</b>	PHmètre

---

### Description :

- ✓ Résolution (pH) : 0,01
- ✓ Calibration Points : 2
- ✓ Résolution (température) : 0,1°C
- ✓ Indice IP : IP-65
- ✓ Poids (métrique) : 130 g
- ✓ Compensation thermique : 0°C à 60°C
- ✓ Type : Instrument de mesure du pH et de la température
- ✓ Gamme (pH) : 0 à 14
- ✓ Accuracy (pH) :  $\pm 0,05$
- ✓ Plage de températures (métrique) : 0°C à 100°C
- ✓ Accuracy (Temperature) :  $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- ✓ Dimensions (L x l x H) : 128 x 56 x 25 mm
- ✓ Garantie : 2 ans
- ✓ Température (métrique) en fonctionnement : 0°C à 50°C
- ✓ Autonomie de la batterie : 5000 heures

### Unité de vente :

PHmètre  
Mallette de transport avec électrode de pH en époxy  
Sonde ATC  
Sachets de tampon  
Batteries

---