

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-------------------|
| Référence | AS-CLO29-2Y-SPX |
| Désignation | Etalon / standard |

Description :

- ✓ Etalon mono-élément ion chlorure (ClO₂) 1000µg/l
- ✓ Etalon chromatographie ionique
- ✓ La chromatographie ionique est un procédé analytique de séparation des ions basé sur l'affinité de charge
- ✓ La Chromatographie ionique peut être utilisée pour une variété de différents types d'analytes chargés, allant d'éléments simples à de grandes protéines
- ✓ Afin de garantir une analyse précise, il est nécessaire de disposer de normes de qualité stables et traçables
- ✓ Etalon de la plus haute qualité pour les laboratoires d'analyse
- ✓ Forme : liquide
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Concentration : 1000 µg/ml

Unité de vente :

Flacon de 125 ml
