

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	AS-CRO49-2Y-SPX
<b>Désignation</b>	Etalon / standard

---

### Description :

- ✓ Chromate (cro<sub>4</sub>)<sup>-2</sup> anion standard, 1,000µg/ml in h<sub>2</sub>o 125ml
- ✓ Etalon chromatographie ionique
- ✓ La chromatographie ionique est un procédé analytique de séparation des ions basé sur l'affinité de charge
- ✓ La Chromatographie ionique peut être utilisée pour une variété de différents types d'analytes chargés, allant d'éléments simples à de grandes protéines
- ✓ Afin de garantir une analyse précise, il est nécessaire de disposer de normes de qualité stables et traçables
- ✓ Etalon de la plus haute qualité pour les laboratoires d'analyse
- ✓ Forme : liquide
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Concentration : 1000 µg/ml

### Unité de vente :

Flacon de 500 ml

---