

FICHE TECHNIQUE

Référence	AS-SO49-2Y-SPX
Désignation	Etalon / standard

Description :

- ✓ Sulfate (so₄)-2 single-elt ion anion standard, 1,000µg/ml in h₂o, 125ml
- ✓ Etalon chromatographie ionique
- ✓ La chromatographie ionique est un procédé analytique de séparation des ions basé sur l'affinité de charge
- ✓ La Chromatographie ionique peut être utilisée pour une variété de différents types d'analytes chargés, allant d'éléments simples à de grandes protéines
- ✓ Afin de garantir une analyse précise, il est nécessaire de disposer de normes de qualité stables et traçables
- ✓ Etalon de la plus haute qualité pour les laboratoires d'analyse
- ✓ Forme : liquide
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Concentration : 1000 µg/ml

Unité de vente :

Flacon de 125 ml
